

Manuel d'utilisation



Pièce à main Newtron

Ce document est le document original, rédigé en Français.
Numéro de plan NG62FR070H, version V8

Table des matières

1 Documentation	4
1.1 Documentations liées	4
1.2 Documentation électronique	4
2 Informations nécessaires	5
2.1 Indication d'emploi	5
2.2 Principe de fonctionnement	5
2.3 Utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant	5
2.4 Connexion et déconnexion d'accessoires pendant l'utilisation	5
2.5 Réparer ou modifier le dispositif médical	5
2.6 Garantie	5
2.7 Dernière mise à jour du document	5
2.8 Date de première apposition de marquage CE	5
2.9 Conditions d'utilisation des accessoires	6
3 Déballer le dispositif médical	7
4 Mettre en place le dispositif médical	8
4.1 Pièce à main	8
4.2 Cordon de pièce à main	8
4.3 Connecter la pièce à main	8
4.4 Visser un insert ou une lime	8
5 Prodiguier un traitement	10
5.1 Conditions d'utilisation des accessoires	10
5.2 Préparation à l'utilisation	10
6 Désinfection et stérilisation	11
6.1 Nettoyer et désinfecter le dispositif médical	11
6.2 Nettoyer, désinfecter et stériliser les accessoires	11
7 Surveillance et entretien courant	12
7.1 Nettoyer le système d'irrigation	12
7.2 Maintenance Corrective	12
7.2.1 Remplacer le joint d'étanchéité de la pièce à main	12
8 Identifier les mauvais fonctionnements	13
8.1 Pas de spray	13
8.2 Les ultrasons ne fonctionnent pas	13
8.3 Fuite d'eau	13
9 Spécifications techniques du dispositif médical	14
9.1 Identification	14
9.2 Pièce à main	14
9.3 Longueur des cordons	14
9.4 Irrigation	14
9.5 Caractéristiques environnementales	14
9.6 Restrictions environnementales	14
9.7 Caractéristiques de performances significatives	14
10 Réglementation et normalisation	15
10.1 Normes et réglementations applicables	15
10.2 Classe médicale du dispositif	15
10.3 Symboles	15
10.4 Symboles des Quick Start et Quick Clean	17
10.5 Identification du fabricant	19
10.6 Adresses des filiales	19
10.7 Élimination et recyclage	21

1 Documentation

Ce document contient les informations suivantes :

- Indications d'emploi
- Description du dispositif médical
- Mise en place et installation du dispositif médical
- Utilisation du dispositif médical
- Préparation au nettoyage et désinfection du dispositif médical
- Surveillance et maintenance générale du dispositif médical
- Maintenance réalisable par l'utilisateur

1.1 Documentations liées

Ce document doit être utilisé conjointement avec les documents suivants :

Nom du document	Références
Notice générale relative à l'ensemble des pièces à main à ultrasons SATELEC	RO42FR020G
Protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des pièces à main	RBAFFR040G
Protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des clés	RA14FR010G
Protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des inserts	RB01FR010E

Les documents Quick Start et Quick Clean sont des résumés créés pour votre agrément. Les seules instructions faisant foi sont les manuels d'utilisation et les documentations réglementaires associées au dispositif médical.

1.2 Documentation électronique



Electronic User
Information



Refer to
Instruction
Manual/Booklet

Les instructions d'emploi de votre dispositif sont fournies sous forme électronique à l'adresse internet indiquée et non sur un support papier. En cas d'indisponibilité du site internet, veuillez vous connecter ultérieurement. Il est aussi possible d'obtenir les documentations gratuitement sous format papier dans un délai de sept jours sur simple demande formulée sur notre site internet, par téléphone ou par courrier.

Les instructions d'emploi électroniques sont disponibles au format PDF (Portable Document Format). Un logiciel de lecture de fichier PDF est requis pour visualiser les instructions d'emploi électronique. Il est impératif d'avoir lu et compris le contenu des instructions d'emplois relatifs à l'emploi de votre dispositif et de ses accessoires.

Ne pas utiliser votre dispositif sans avoir pris connaissance des instructions d'emploi.

Les instructions d'emploi du dispositif sont accessibles sur www.satelec.com/documents

Dès la réception de votre dispositif, il vous est demandé d'imprimer et de télécharger toutes les documentations ou parties de documentations dont vous pourriez avoir besoin en cas d'urgence ou de défaillance de votre accès à internet ou de votre outil électronique de visualisation comme un ordinateur ou une tablette. Il est recommandé de visiter régulièrement le site internet afin de consulter et de télécharger les instructions d'emploi du dispositif les plus à jour. Il est demandé à l'utilisateur de conserver la documentation à portée de main afin de s'y référer autant que nécessaire.

2 Informations nécessaires

2.1 Indication d'emploi

La pièce à main ultrasonore dentaire est utilisée conjointement avec un générateur d'ultrasons piézoélectrique dentaire conventionnel et un insert ou une lime dentaire.

Les cliniques réalisables avec ce dispositif médical sont celles décrites dans le manuel utilisateur de votre générateur d'ultrasons.

2.2 Principe de fonctionnement

Cette pièce à main fonctionne sur les générateurs d'ultrasons piézoélectriques équipés d'une connectique Newtron.

Un signal électrique délivré par le dispositif médical est fourni à la pièce à main ultrasonore. Celle-ci est reliée au dispositif médical par l'intermédiaire d'un cordon. Elle est constituée d'un transducteur céramique piézoélectrique qui transforme le signal électrique en vibrations ultrasonores.

2.3 Utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant

La pièce à main est conçue pour fonctionner avec des inserts et limes dentaires SATELEC, a company of ACTEON® Group. Toute utilisation d'inserts ou limes d'autres fabricants entraînera une détérioration de la pièce à main, la casse d'inserts et limes et une annulation de la garantie.

2.4 Connexion et déconnexion d'accessoires pendant l'utilisation

Ne pas visser ou dévisser les inserts lorsque la pièce à main est activée.

2.5 Réparer ou modifier le dispositif médical

Contactez le fournisseur de votre dispositif au lieu d'avoir recours à un quelconque réparateur qui pourrait rendre votre dispositif dangereux pour vous et vos patients.

N'effectuez pas de réparations ou de modifications du dispositif sans autorisation préalable de SATELEC, a company of ACTEON® Group.

Si le dispositif est modifié ou réparé, des contrôles et des essais spécifiques doivent être réalisés pour s'assurer que le dispositif médical est toujours utilisable en toute sécurité.

En cas de doute, contactez un revendeur agréé ou le service après-vente SATELEC, a company of ACTEON® Group :


Tel : +33 800 702 014

sav@acteongroup.com

SATELEC, a company of ACTEON® Group, tient à la disposition et sur demande du personnel technique du réseau de revendeurs agréés, toutes les informations nécessaires à la réparation des éléments défectueux sur lesquels ils peuvent intervenir.

2.6 Garantie

Aucune partie du dispositif médical autre que celles clairement indiquées pouvant l'être ne peut être dévissée par l'utilisateur sous peine d'invalider la garantie.



2.7 Dernière mise à jour du document


01/2024

2.8 Date de première apposition de marquage CE

2003

2.9 Conditions d'utilisation des accessoires

Les accessoires, les inserts et la pièce à main doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant toute utilisation.



3 Déballer le dispositif médical

À la réception du dispositif médical, repérez les éventuels dommages subis lors du transport.

Si vous avez reçu ce dispositif médical par erreur, contactez le fournisseur de celui-ci afin de procéder à son retour.

Pour toute question ou besoin, contactez votre fournisseur.

La pièce à main Newtron rassemble les éléments suivants :

- une pièce à main Newtron;
- un Quick Start-Clean pour la pièce à main Newtron [J12280].

4 Mettre en place le dispositif médical

4.1 Pièce à main

Les pièces à main sont conçues pour fonctionner exclusivement avec les générateurs dentaires à ultrasons SATELEC.

4.2 Cordon de pièce à main

Le cordon assure la circulation de l'irrigation et la liaison électrique entre le dispositif médical et la pièce à main.

N'effectuez jamais de mouvement de rotation du connecteur pour pièce à main sur son cordon sous peine d'endommager votre dispositif médical.


N'enroulez jamais le cordon de pièce à main autour du dispositif médical.

Le cordon muni de sa pièce à main doit être aisément accessible et veillez à ce qu'il ne soit pas tendu lorsque celui-ci est utilisé.

4.3 Connecter la pièce à main

Vérifiez l'absence de traces d'humidité au niveau des connexions de la pièce à main. Si les connexions sont humides, séchez-les à l'aide de la seringue multifonction.

Lubrifiez le joint d'étanchéité du circuit d'irrigation situé à l'arrière de la pièce à main sur l'axe métallique avec de la graisse silicone en pâte afin de prolonger son efficacité et éviter les fuites. N'utilisez surtout pas de graisse en spray pour instrumentation dentaire.





Posez la pièce à main sur le support.

4.4 Visser un insert ou une lime

La vibration correcte d'un insert ou d'une lime implique un serrage parfait qui ne doit pas être forcé au delà de son point de butée. Vissez l'insert avec la clé dynamométrique (F81320, F81321, F81322 ou F81323) pour assurer un fonctionnement optimum des ultrasons. Un serrage exagéré de l'insert ou de la lime avec la clé plate peut engendrer une rupture de l'insert, de la lime ou de la pièce à main.

Pour éviter l'auto-blocage de l'insert ou de la lime, celui-ci doit être démonté après chaque utilisation et être stérilisé.





Les clés dynamométriques doivent être renouvelées tous les ans.

5 Prodiquer un traitement

5.1 Conditions d'utilisation des accessoires

Les accessoires, les inserts et la pièce à main doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant toute utilisation.



Veuillez vous référer aux protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des accessoires listés au chapitre *Documentations liées page 4*.

5.2 Préparation à l'utilisation



Pour préparer votre dispositif médical, suivez les étapes suivantes :

1. Portez lunettes et gants de protection.
2. Nettoyez le boîtier à l'aide d'une lingette alcoolique de désinfection.
3. Sortez la pièce à main de sa pochette de stérilisation.
4. Sortez la clé de sa pochette de stérilisation.
5. Sortez l'insert de sa pochette de stérilisation.
6. Vissez l'insert sur la pièce à main, tout d'abord à la main, puis finissez avec la clé.
7. Connectez la pièce à main sur la douille du cordon de pièce à main.
8. Déposez la pièce à main sur son support.
9. Mettez le dispositif médical en marche.
10. Vérifiez les paramètres d'irrigation selon l'insert choisi.
11. Au-dessus d'une évacuation d'eau, vérifiez que le spray fonctionne correctement.

Votre dispositif médical est maintenant prêt pour utilisation.

6 Désinfection et stérilisation

Les instructions concernant les protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des accessoires fournies par SATELEC, a company of ACTEON® Group, ont été validées pour chaque dispositif médical et accessoire. Les guides applicables sont listés au chapitre *Documentations liées page 4*.

Ils peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : www.satelec.com/documents.

Download



Instructions For Use

Dans tous les cas, les réglementations locales en vigueur concernant les protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des accessoires prévalent sur les informations fournies par SATELEC, a company of ACTEON® Group.

6.1 Nettoyer et désinfecter le dispositif médical

- | Ne pas immerger la pièce à main.

La pièce à main doit être nettoyée, désinfectée et stérilisée après chaque utilisation.

Le dispositif médical doit être impérativement en position OFF ou en position arrêt O lors des procédures de nettoyage et désinfection.

Référez-vous aux instructions détaillées au chapitre *Nettoyer le système d'irrigation page 12*.

Utilisez des lingettes imprégnées de produits destinés à la désinfection à base d'alcool.

Évitez d'utiliser des produits de nettoyage et de désinfection contenant des agents inflammables.

Dans le cas contraire, veillez à vous assurer de l'évaporation du produit et de l'absence de tout combustible sur le dispositif médical et ses accessoires avant la mise en fonctionnement.

- | Ne pas utiliser de produit abrasif pour nettoyer le dispositif médical.

- | Ne pas appliquer directement les sprays sur le dispositif médical pour le nettoyer. Toujours vaporiser le produit sur une lingette, puis nettoyer le dispositif médical.

6.2 Nettoyer, désinfecter et stériliser les accessoires

Veuillez vous référer aux protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation des accessoires listés au chapitre *Documentations liées page 4*.

7 Surveillance et entretien courant

Surveillez l'état de propreté du nez de la pièce à main, celui-ci doit être propre et lisse, non corrodé et la pièce à main doit facilement et fermement se visser dans celui-ci.

Surveillez l'état des joints arrières de pièce à main, ils ne doivent pas être distendus, déchirés ou cassants.

Surveillez avant et après chaque utilisation l'intégrité du dispositif médical et de ses accessoires afin de déceler à temps tout problème. Ceci est nécessaire afin de déceler tout défaut d'isolation électrique ou toute dégradation. Si besoin, remplacez les éléments dégradés.

7.1 Nettoyer le système d'irrigation

Après installation et avant la première utilisation, en fin de journée et à la suite d'une période de non utilisation prolongée du dispositif médical, il est nécessaire de procéder au nettoyage du système d'irrigation.


Faites fonctionner le dispositif à puissance minimum, en débit d'irrigation maximum pendant deux minutes.

7.2 Maintenance Corrective

7.2.1 Remplacer le joint d'étanchéité de la pièce à main

Retirez le joint défectueux du raccord d'eau à l'aide d'une pince fine.

Mettez le nouveau joint en place à l'aide du kit dédié comme indiqué ci-dessous.



8 Identifier les mauvais fonctionnements

En cas de mauvais fonctionnement, reportez-vous aux tableaux ci-dessous afin d'identifier et de réparer rapidement les éléments simples du dispositif médical.

Si le mauvais fonctionnement n'est pas décrit dans les tableaux ci-dessous, veuillez contacter votre fournisseur ou le service après-vente de SATELEC, a company of ACTEON® Group.

N'utilisez pas le dispositif médical s'il semble endommagé ou défectueux. Isolez le dispositif médical et assurez-vous qu'il ne peut être utilisé.

8.1 Pas de spray

Symptôme : Il n'y a pas de spray d'eau au niveau de l'insert.

Causes possibles	Solutions
Insert ou lime bouché(e)	Débouchez l'insert ou la lime à l'aide d'une cuve à ultrasons
Mauvais choix d'insert	Vérifiez l'insert
Mauvais réglage du spray	Régalez le spray

| Ne tentez jamais de déboucher un insert ou une lime à l'aide d'une sonde.

8.2 Les ultrasons ne fonctionnent pas

Symptômes : l'insert ne vibre pas.

Causes possibles	Solutions
Serrage incorrect de l'insert	Resserrez l'insert avec la clé Renouvelez votre clé dynamométrique une fois par an
Contact du connecteur défectueux	Nettoyez les contacts du cordon de la pièce à main
Fil(s) du cordon de pièce à main coupé(s)	Retour au service après-vente ACTEON® pour changer le cordon

8.3 Fuite d'eau

Symptômes : il y a une fuite d'eau entre la base de la pièce à main et son cordon.

Causes possibles	Solutions
Usure du joint d'étanchéité 1,15 mm x 1 mm de la pièce à main	Changez le joint à l'aide du kit dédié.

9 Spécifications techniques du dispositif médical

9.1 Identification

Fabricant	SATELEC, a company of ACTEON® Group
Nom du dispositif médical	Pièce à main Newtron

9.2 Pièce à main

Longueur	113 mm
Diamètre maximal	21 mm
Masse	55 g

9.3 Longueur des cordons

Cordon pièce à main	2000 mm +/- 50 mm
---------------------	-------------------

9.4 Irrigation

Pression d'eau en entrée	de 1 à 5 bars (15 à 73 p.s.i.)
Débit de sortie d'eau en bout de pièce à main	de 0 ml/min à 80 ml/min à 5 bars d'entrée

9.5 Caractéristiques environnementales

Température ambiante de fonctionnement	+10°C à +30°C
Humidité RH de fonctionnement	30 % à 75 %
Pression atmosphérique de fonctionnement	800 hPa à 1060 hPa
Altitude maximale de fonctionnement	Inférieure ou égale à 2000 mètres
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité RH de stockage	10 % à 100 % , condensation comprise
Pression atmosphérique de stockage	500 hPa à 1060 hPa
Température de transport	-20°C à +70°C
Humidité RH de transport	10 % à 100 % , condensation comprise
Pression atmosphérique de transport	500 hPa à 1060 hPa

9.6 Restrictions environnementales

Locaux d'utilisation	Utilisable dans tous les locaux médicaux. Le dispositif médical ne doit pas être utilisé en bloc opératoire, ni en extérieur.
Utilisation en atmosphère gazeuse	Le dispositif médical n'est pas destiné à être utilisé en atmosphère gazeuse de type AP ou APG, ou en présence de gaz anesthésiques.
Immersion	Il est interdit d'immerger la pièce à main.

9.7 Caractéristiques de performances significatives

Vibrations ultrasonores de l'insert ou de la lime fixée en bout de la pièce à main ultrasonore dentaire conventionnelle.

- Fréquence de vibration ≥ 28 kHz.
- Amplitude de l'insert ≤ 200 μ m.

10 Réglementation et normalisation

10.1 Normes et réglementations applicables











Ce dispositif médical est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE. Il a été conçu et fabriqué selon un système d'assurance qualité certifié EN ISO 13485.













Ce matériel est conçu et développé en conformité avec la norme de sécurité électrique IEC 60601-1 en vigueur.

10.2 Classe médicale du dispositif












Le dispositif médical est classé IIa selon la directive européenne 93/42/CEE.

10.3 Symboles

Symbole	Signification
	Portez toujours des lunettes de protection
	Portez toujours des gants de protection
	Référez-vous à la documentation d'accompagnement
	Consultez le manuel d'utilisation
	Limite de pression
	Limite de température
	Limitation d'humidité
	Unité d'emballage
	Fragile, manipuler avec soin
	Conserver au sec

Symbole	Signification
	Stériliser avant utilisation
	Danger biologique
	Stérilisation à 134°C dans un autoclave
	Stérilisation à 132°C dans un autoclave
	Laveur-désinfecteur
	Marquage CE
	Année de fabrication
	Fabriqué en France
	Fabricant SATELEC A Company of ACTEON® Group 17, avenue Gustave Eiffel ZI du Phare 33700 MERIGNAC France
	Ne pas jeter dans les poubelles domestiques
	Recyclez vos lampes et équipements électriques professionnels avec Récylum
Rx only	La loi fédérale des États-Unis restreint ce dispositif médical à la vente par un médecin, ou sur les ordres d'un médecin.
	Serial Number (numéro de série)
PN	Packaging Number (numéro de conditionnement)

10.4 Symboles des Quick Start et Quick Clean

	Utiliser une brosse douce pour le nettoyage
	Utiliser un chiffon non pelucheux pour le nettoyage
	Utiliser une cuve à ultrasons pour le nettoyage
	Utiliser un écouvillon pour le nettoyage
 <u>Deionised water</u>	Utiliser de l'eau déionisée ou osmosée pour le nettoyage
	Utiliser une lingette alcoolique de désinfection pour la pré-désinfection et le nettoyage
	Ne pas utiliser de cuve à ultrasons pour le nettoyage
	Nettoyer sous l'eau courante
	Utiliser une seringue pour le nettoyage
	Utiliser un laveur-désinfecteur pour le nettoyage et la désinfection
	Utiliser un autoclave à pré-vidé d'air pour la stérilisation

10.5 Identification du fabricant



SATELEC
A Company of ACTEON® Group
17, avenue Gustave Eiffel
ZI du Phare
33700 MERIGNAC
France



10.6 Adresses des filiales

AUSTRALIA/NEW ZEALAND

ACTEON AUSTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com

BRAZIL

MICRO IMAGEM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.041.012/0001-79
Alameda Vênus, 233
Distrito Industrial
Indaiatuba – SP – CEP 13347-659
Brasil
Tel. +55 19 3936 809

CHINA

ACTEON CHINA
Office 1615, 13Floor No. 2, North East Third
Ring Road, Chaoyang District, Beijing 100027,
P. R. CHINA.
Tel. +86 10 646 570 11
beijing@cn.acteongroup.com

GERMANY

Acteon Germany GmbH
Klaus Bungert Straße 5, D-40468 Düsseldorf
GERMANY
T: +49 211 16 98 00-0
F: +49 211 16 98 00-48
www.acteongroup.com/de-de

INDIA

ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA
Gujarat - India
Tel. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291
Fax. +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com

RUSSIA

ACTEON RUSSIA
Gilyarovskogo str, 6b1, off 212
129090 MOSCOU
RUSSIA
Mob. +7 926 233 1695
Tel. +7 495 150 1323
info.ru@acteongroup.com

SPAIN

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com

TAIWAN

ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Xinyi Dist., Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C.)
+ 886 2 8729 2103
info.tw@acteongroup.com

THAILAND

ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND
Tel. +66 2 714 3295
Fax. +66 2 714 3296
info.th@acteongroup.com

TURKEY

ACTEON TURKEY
Barbaros Mah. Dereboyu Cad.
Akzambak Sokak Uphill Towers
B Blok K14 D84 Atasehir
ISTANBUL 34746 - TURKEY
Mob. +90 532 481 20 57
Tel. +90 216 688 88 68
talha.gonca@acteongroup.com

ITALIA

ACTEON ITALIA
Via Roma 45
21057 OLGiate OLONA (VARESE)
ITALY
Tel. +39 0331 376 760
Fax. +39 0331 376 763
info.it@acteongroup.com

LATIN AMERICA

ACTEON LATINA AMERICA
Bogotá - COLOMBIA
Celular: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com

MIDDLE EAST

ACTEON MIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com

U.K.

ACTEON UK
Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - UK
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com

U.S.A. & Canada

ACTEON North America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
info.us@acteongroup.com

10.7 Élimination et recyclage

En tant qu'Équipement Électrique et Électronique, l'élimination du dispositif médical doit être réalisée selon une filière spécialisée de collecte, d'enlèvement, et de recyclage ou destruction. Ceci est valable en particulier sur le marché européen, en référence à la directive n° 2012/19/EU de juillet 2012.

Lorsque votre dispositif médical est arrivé en fin de vie, contactez votre revendeur de matériels dentaires le plus proche, ou à défaut les filiales et siège d'ACTEON®, dont les coordonnées figurent au chapitre *Adresses des filiales* page 19, afin que vous soit indiquée la marche à suivre.



| La mention ci-dessous n'est valable que pour la France.

Conformément aux dispositions du Code de l'Environnement français relatif à l'élimination des déchets des équipements électriques et électroniques ou DEEE (Décret n°2012-617 du 2 mai 2012), notre Société assume ses obligations de reprise et d'élimination de ses équipements électriques et électroniques au travers du dispositif mis en place par l'organisme agréé Récylum, Agrément NOR: DEVP1427651A.

En tant que fabricant, notre Société est inscrite au Registre National des Producteurs tenu par l'ADEME. Il appartient aux acheteurs professionnels successifs de la chaîne de distribution, dont vous faites partie, de transmettre cette information sur les modalités de recyclage mises en place par nos soins, jusqu'à l'utilisateur final.

L'acheteur s'engage par ailleurs à faire reprendre les équipements de notre marque en fin de vie et de les confier pour recyclage à un des centres de collecte mis en place par Récylum, dont la liste est disponible sur le site <http://www.recylum.com/>.

Notez enfin que, le cas échéant, Récylum se propose de venir récupérer ces équipements gratuitement chez vous, au-delà d'un certain seuil d'enlèvement, après avoir mis à votre disposition des palettes-containers pour stocker ces déchets.



Un accessoire en fin de vie doit être éliminé dans des réceptacles d'activités de soins à risques infectieux.



Manuel d'utilisation | pièce à main Newtron | V8 | (03) | 01/2024 | NG62FR070H



SATELEC ■ A company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel ■ ZI du Phare ■ 33700 MERIGNAC ■ FRANCE
Tel. +33 (0) 556 340 607 ■ Fax. +33 (0) 556 349 292 ■ info@acteongroup.com

