

FICHE TECHNIQUE Visière de barrière

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les visières de barrière permettent de se protéger contre les projections pouvant toucher le visage.

Elles sont :

- Légères
- Anti buée
- Réutilisables
- Peuvent être portées par-dessus les lunettes
- Réglables




Lieux d'utilisation

- Hôpital, Centre de soin
- Etablissement scolaire, Bibliothèque
- Café, Restaurant
- Magasin



COMPOSITION

- Polyéthéréphtalate d'éthylène PET



Testées antibactérien (rapports SGS)

Antibacterial Test (JIS Z 2801:2010)

Test microorganisms	Result(s)				
	Control Specimen (Inoculated)	After 24 hours		Antibacterial Activity Value	Reduction (%)
		Control Specimen	Sample		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	5.9 x 10 ⁵	1.6 x 10 ⁷	<10	6.2	99.9
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538P	5.3 x 10 ⁵	1.7 x 10 ⁶	<10	5.2	99.9

Antimicrobial Activity (JIS Z 2801:2010E)

Test microorganisms	Result(s)					
	Initial bacteria number (CFU/film)	Bacteria number after 24 hr at 35 °C		Antimicrobial activity		
		Control (CFU/film)	Sample (CFU/film)	R	Percentage (%)	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352	2.0 x 10 ⁵	8.6 x 10 ⁷	1st	<25	6.5	>99.9%
			2nd	<25	6.5	>99.9%
			3rd	<25	6.5	>99.9%

DESCRIPTION, ET CONDITIONNEMENT

Référence	Désignation	Conditionnement
I80101	Visière de barrière, 1 monture + 1 film	1 boîte
I80210	Visière de barrière, 2 montures + 10 films	1 boîte
I80001	Recharge de film	1 sachet de 10 films