

Skinogel +

Gel Désinfectant Hydroalcoolique



■ AVANTAGES ET QUALITÉS

- Utilisable à tout instant et en tout lieu : sans rinçage.
- Conditionnements adaptés à chaque application.
- Formulation enrichie en glycérine pour une tolérance optimale.
- Activité virucide complète (virus nus et enveloppés).
- Sans parfum, sans colorant.

Skinogel +

Gel Désinfectant Hydroalcoolique



■ MODE D'EMPLOI

- Enlever tous les bijoux
- Nettoyer et sécher les mains

■ Traitement hygiénique des mains par friction :

- 1- Mettre du gel dans la paume d'une main ;
- 2- Frictionner doucement jusqu'aux poignets selon les étapes décrites dans la norme EN 1500 ;
- 3- Renouveler l'opération autant que nécessaire pour que le temps total d'humidification soit de **30 s** avec la quantité nécessaire de Skinogel +.

■ Désinfection chirurgicale des mains par friction :

- 1- Mettre du gel dans la paume d'une main ;
- 2- Frictionner doucement en incluant les avant-bras selon les étapes décrites dans la norme EN 12791 ;
- 3- Renouveler l'opération autant que nécessaire pour que le temps total d'humidification soit de **90 s** avec la quantité nécessaire de Skinogel +.

■ PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Temps de contact	
Bactéricidie	EN 13727		30 secondes
Levuricidie	EN 13624		30 secondes
Virucidie	EN 14476	Adenovirus Norovirus Poliovirus Vaccinia Virus	30 secondes 30 secondes 120 secondes 30 secondes
Mycobactéricidie	EN 14348	M.avium M.terrae	30 secondes 30 secondes
Traitement hygiénique	EN 1500		30 secondes
Désinfection chirurgicale	EN 12791		90 secondes

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

■ CARACTÉRISTIQUES

- pH : environ 6
- Aspect : Gel
- Couleur : incolore
- Péremption : 3 ans

■ COMPOSITION

- Alcool éthylique 70% (m/m)
- Glycérine
- Agent épaississant

■ CONDITIONNEMENTS

- 1 Carton de 64 flacons de 100 ml.....réf. 1079436
- 2 Carton de 8 flacons de 500 ml CRYSTAL avec pompe réf. 1079451
- 3 Carton de 12 flacons de 500 ml avec pompe.....réf. 10794165
- 4 Carton de 6 flacons de 1L avec pomperéf. 1079457
- 5 Carton de 12 flacons de 1L airless pour support mural....réf. 1079416
- 6 Carton de 4 bidons de 5 Lréf. 1079420



Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

photos non contractuelles



Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté

3 av. des Frênes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX ■ France
Tél. : + 33 (0)1 39 44 93 40 ■ Fax : + 33 (0)1 39 44 93 41
contact@sterifrance.com ■ www.sterifrance.com

MADE IN FRANCE

FT 2000
v3_03.2022